



便座除菌クリーナー

トイレの衛生管理

便座除菌クリーナー

便座きれいいくんV

原液

液状


PRTR制度対応品

火気注意

©SARAYA CO.,LTD.

ノンエンベロープウイルスにもアプローチ。 トイレで感染リスクのある個所の除菌に。

※必ず専用の便座クリーナー用ディスペンサーに詰め替えてご使用ください。



99.99% ウイルス 除去

ノンエンベロープ ウイルスにも 効果を発揮

製品名	不活化率
便座きれいいくんV	>99.99%
便座きれいいくんV 天然ラベンダーの香り	>99.99%

※サラヤ(株)調べ

各製品のノンエンベロープウイルス不活化試験を実施。便座きれいいくんVは作用時間2分間で99.99%以上減少させ、不活化効果が期待できます。



5L



3L

天然
ラベンダーの香り

保管スペースの
少ない店舗等に
おすすめ

商品特長 1

除菌力アップ*

ノンエンベロープウイルスに対する有効性を高めました。

※当社従来品の改良処方

商品特長 2

ふくだけ簡単 手軽に除菌

トイレットペーパーでふき取ってそのままトイレに流せます。エタノールベースの除菌クリーナーなので、使用後の水洗いや二度拭きは不要です。

商品特長 3

材質への 影響にも配慮


便座によく用いられる材質に対する影響はほとんどありません。

市場DATA

衛生的なトイレが
求められています。

Q 便座除菌剤を利用しますか？

約90%の方が
利用すると回答



全国設置事例

国際空港から飲食店まで
各地で利用が広がっています。



関西国際空港トイレ内

使用シーン

不特定多数の方が使用するトイレの衛生に

- 店舗トイレ ■ オフィス・従業員トイレ
- 公衆トイレ ■ 病院・クリニックトイレ など

便座だけでなく
手指が触れる箇所が
感染の原因となります。



カートリッジタイプで
リーズナブルに。

薬液ボトル450mLで
約560回^{※1}使用出来ます。



MD-300B SC-460 MD-450



※1.プッシュ式ディスペンサー
MD-450使用時
吐出量 約0.8mL/回

※2.カップ・ノズルは別売り
となっております。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
便座除菌クリーナー 便座きれいくんV	5L	3	50274	49-87696-50274-1
便座除菌クリーナー 便座きれいくんV 天然ラベンダーの香り	3L	3	50277	49-87696-50277-2

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■ 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2019年11月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>